



Congrès AFA – AMPAN ANGERS 2022





Xtend™
Connect

[Video à consulter sur le site de l'industriel](#)



Xtend™
Connect



Xtend™ Connect



Caractéristiques

- **Poids du patient** : 150 kg max
- **Matériau** : acier inoxydable
- **Hauteur totale** : 66 mm
- **Encombrement effectif** : 19 mm
- **Aqua compatible**

Pourquoi l' Xtend™ Connect ?



.....
**CHANGEZ DE PANTALONS
METTRE SES CHAUSSURES**

.....
DANS LES TRANSPORTS

.....
POUR PLUS DE CONFORT




Xtend™ Connect



Position fermée et verrouillée



Position ouverte et déverrouillée



A - Écrou de verrouillage
B - Bouton de sécurité
C - Unité fixe

D - Unité de connexion rapide
E - Vis de réglage composant femelle
F - Mâchoire de serrage



Xtend™
Foot

[Vidéo à consulter sur le site de l'industriel](#)



Xtend™
Foot

Xtend™ Foot



Rendement énergétique
Résistance et flexibilité supérieurs



Garantie en eau douce
eau de piscine et eau salée



Flexibilité latérale de 34°
Soit **17° d'inversion** et **17° d'éversion**
comparable à celle d'un pied humain



Construction légère
seulement 399 g

Xtend™ Foot




Combinaison unique
de matériaux

Adaptateur pyramide en titane

La semelle ultra fine offre un **excellent retour d'énergie** sans compromettre la flexibilité latérale

Adhésif spécial adapté à une inversion/éversion optimale





Distributeur Exclusif
des produits

